

Etiquette Patient

Médecin prescripteur :

Contact (tel/mail) :

SEROLOGIE PNEUMOCOQUE

Code
laboratoire

7170 ☐ **Ac anti pneumocoque test global (Screening)**

7172 ☐ **Ac anti pneumocoque (sérotypes) Pré-vaccination⁽¹⁾**

7173 ☐ **Ac anti pneumocoque (sérotypes) Post-vaccination⁽²⁾**

analyses non
cumulables
sur la même
demande

⁽¹⁾ Ne sera réalisé qu'après réception du prélèvement post-vaccination

⁽²⁾ A prélever 6 à 8 semaines après vaccination par vaccin polysaccharidique (Pneumo23 ou Pneumovax)

Conditions de prélèvements :

Envoyer serum (minimum 3 ml) à température ambiante

<u>Adresse d'envoi :</u> LABORATOIRE D'IMMUNOLOGIE LHUB-ULB CHU-Brugmann Campus Horta Batiment V entrée V2 Accès 3 (Banque de sang-Tri) Avenue J.J. Crocq N°1 1020 Bruxelles	<u>Numéros de téléphone utiles :</u> Centre de tri du site : + 32-2-4772511 Laboratoire d'Immunologie : + 32-2-4772545 Secrétariat : +32-2-4772299 FAX : +32-2_4772166
--	--